

Savon Végétal Formule Codex

Unidoses stériles - Transparentes et Bleues (SOLVICLEAN)

Stérile

Usage unique

Haute rinçabilité ++

Savon végétal hypoallergénique, fabriqué selon un procédé traditionnel de saponification à chaud.

Son conditionnement en unidose stérile facilite les pratiques d'hygiène en contexte de soins. Sa formule minimaliste est conçue pour assurer une excellente tolérance cutanée. Il se rince très facilement pour limiter le risque d'interaction avec d'autres produits.

Sans parfum, sans colorant, sans épaississant ni conservateur.

Statut : Produit Cosmétique



INDICATIONS

Cibles : Adultes, enfants, bébés. Tous types de peaux, même fragiles ou irritables.

Utilisation : Soins infirmiers, douche préopératoire.

Multi-usages : Usage hospitalier, médico-social, ou à domicile.

Texture : Liquide.

Odeur : Sans Parfum.

Aspect : Liquide transparent.

CONSEILS D'UTILISATION

Zones d'usage :

- Hygiène cutanée préalable aux soins.
- Douche préopératoire.
- Toilette externe des zones délicates.
- Hygiène périnéale externe.
- Toilette avant sondage.

Mode d'emploi :

Soins infirmiers :

1. Déposer un volume de savon liquide sur une compresse humidifiée à l'eau stérile.
2. Nettoyer délicatement en faisant mousser.
3. Rincer à l'eau claire ou stérile selon protocole de service.
4. Sécher par tamponnement avec une compresse stérile.



Douche préopératoire :

1. Appliquer sur peau mouillée.
2. Faire mousser.
3. Rincer soigneusement.
4. Sécher.



COMPOSITION

Ingrédients : AQUA**, POTASSIUM COCOATE**, GLYCERIN**, EDTA.

**Ingrédients d'origine naturelle.

POTASSIUM COCOATE : Issu de l'huile de Coco, nettoie en douceur tout en offrant une mousse naturelle.

GLYCÉRINE végétale : Émolliente et hydratante. Aide la peau à rester douce et confortable.

EDTA (0,17% seulement) : Une micro-dose d'agent complexant permet de stabiliser la formule sans incidence sur la tolérance cutanée.

Caractéristiques physico-chimiques :

pH à 20°C : 9,5 ± 0,5

Sans parfum, sans colorant, sans épaississant ni conservateur.



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Usage externe uniquement.
- Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau claire.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas ingérer.
- Conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière.
- L'étape de rinçage est importante pour éliminer tout résidu de savon et éviter les interactions avec un autre produit.
- N'utiliser que des unidoses intactes.

PRÉSENTATIONS

Savon Formule Codex - Format unidoses

Réf. Produit	Désignation produit Code EAN	Format	Unités/carton	Dimensions cartons (LxIxh)	Unités/palette	Dimensions palettes (LxIxh)
 C101060	Unidoses Savon liquide stérile - 10 ml 3760144891007	Étui de 60	Carton de 4 étuis (240 doses)	27,6 x 18,8 x 21,6 cm	23 040	80 x 120 x 144,6 cm
 C104524	Unidoses Savon liquide stérile - 45 ml 3760144891052	Étui de 24	Carton de 4 étuis (96 doses)	53 x 23 x 15 cm	5 376	80 x 120 x 125 cm
 SOLVICLEANB	Savon liquide stérile - 10 ml 3760144891120	Étui de 60	Carton de 12 étuis (720 doses)	53 x 39 x 17,3 cm	19 200	80 x 120 x 153 cm

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée d'utilisation après ouverture : Ne pas conserver une unidosse entamée.

Stockage : température ambiante.

 Fabriqué en France

Filtration stérilisante à 0,22 µm

Stockage à l'abri du froid.

Consigne de tri :

